

Поликлональное Антитело Против Rsrc1 Для Вб, Игг-П, Иф/Икк, Ифа — Q96Iz7

Артикул: CM0026878

введение

Кролиچه поликлональное антитело к человеческому RSRC1 (SRrp53), валидированное для ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИФА. Перекрестно реагирует с мышинными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований сплайсинга и транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RSRC1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	MRT70; BM-011; SFRS21; SRrp53; RSRC1
Вид	Человек
ID гена (человек)	51319
ID гена	51319
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 117-276 человеческого RSRC1 (NP_001258763.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96I27
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	Аккумулятор холода