

## Кроличья Поликлональная Антитела Против Rsu1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q15404

Артикул: CM0017012



### введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого белка RSU1 (RSP-1), валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА. Определяют RSU1 человека, мыши и крысы. Подходят для исследований передачи сигналов Ras.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                   |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | RSU1 Кроличьи pAb                                                                                                                          |
| Примечания/Альтернативные названия | RSP-1; RSU1                                                                                                                                |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                    |
| GeneID (человек)                   | 6251                                                                                                                                       |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-277 человеческого белка RSU1 (NP_036557.1). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                     |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                                    |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), ИФА                                                                                                                 |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                       |
| SWISS                              | Q15404                                                                                                                                     |
| Молекулярная масса белка           | 32 кДа                                                                                                                                     |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                          |