

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Rtbdn/Retbindin Для Wb, Elisa — Q9Bsg5

Артикул: CM0019147

введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на ретбиндин человека (RTBDN) — рибофлавин-связывающий белок, участвующий в транспорте флавина в сетчатке. Валидировано для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA; обладает перекрёстной реактивностью с крысой. Идеально подходит для исследований биологии сетчатки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к RTBDN
Примечания/синоним	RTBDN; ретбиндин
Вид	Человек
GeneID (человек)	83546
GeneID	83546
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 63–261 человеческого RTBDN (NP_113617.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Крыса
SWISS	Q9BSG5
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом