


Кроличыи Поликлональные Антитела К Rtf1 Для Wb, Elisa - Q92541

Артикул: CM0019282



введение

Кроличыи поликлональные антитела к человеческому RTF1 (GTL7, KIAA0252), фактору элонгации транскрипции. Подходят для вестерн-блоттинга и ИФА (ELISA). Распознают RTF1 человека и мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к RTF1
Примечания/Синонимы	GTL7, KIAA0252, RTF1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23168
GeneID	23168
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 300-400 человеческого RTF1 (NP_055953.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q92541
Молекулярная масса белка	80 кДа
Транспортировка	Хладоэлемент (лед)