

Поликлониальные Антитела Против Rtkin/Rhotekin Для Вб, Иф/Ихк, Ифа — Q9Bst9

Артикул: CM0027237

введение

Кроличы поликлониальные антитела к человеческому RTKN (Rhotekin), валидированные для ВБ, ИФ/ИХК и ИФА. Реагируют с тканями человека, мыши и крысы. Подходят для исследования сигналинга Rho, активации NF-каппа-B и гастрической опухолевой трансформации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RTKN Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	RTKN; rhotekin
Вид	Человек
GeneID (человек)	6242
GeneID	6242
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислотных остатков 254–513 человеческого RTKN (NP_001015056.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлониальные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИХК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BST9
Молекулярная масса белка	63 кДа
Доставка	Холодильный пакет