


Поликлональное Антитело Кролика Anti-Rtn3 Для Wb И Elisa - O95197

Артикул: CM0016128



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого RTN3 (ретикулон-3), валидированное для WB и ELISA. Нацелено на белок, участвующий в транспорте мембран эндоплазматического ретикулума, апоптозе и противовирусном ответе. Идеально подходит для исследований в области нейронауки и клеточной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RTN3 pAb кролика
Примечания/псевдонимы	HAP; ASYIP; NSPL2; NSPLII; RTN3-A1; RTN3
Вид	Человек
GeneID (человек)	10313
GeneID	10313
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100 до С-конца человеческого RTN3 (NP_006045.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	O95197
Молекулярная масса белка	113 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом