


Анти-Rtn4 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If-P, Elisa - Q9Nqc3

Артикул: CM0019302



введение

Поликлональные антитела кролика против RTN4, валидированные для WB, IF-P, ELISA. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Подходят для изучения роста нейритов, формирования трубочек эндоплазматического ретикулума и сосудистого ремоделирования. Идеальны для диагностических и исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RTN4 кролик rAb
Примечания/Псевдонимы	ASY; NSP; NOGO; RTN-X; NSP-CL; RTN4-A; RTN4-C; RTN4-B1; RTN4-B2; NI220/250; Nbla00271; Nbla10545; RTN4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	57142
ID гена	57142
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-300 человеческого RTN4 (NP_065393.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9NQC3
Молекулярный вес белка	130 кДа
Доставка	Сумка со льдом