

Кроличье Поликлональное Антитело Против Rtn4Rl1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q86Un2

Артикул: CM0017668

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого RTN4RL1 (NgR3, NGRH2). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для изучения регенерации аксонов, ингибирования роста нейритов и путей нейропротекции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RTN4RL1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	NgR3; NGRH2; RTN4RL1
Вид	Человек
ID гена	146760 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 220-420 человеческого RTN4RL1 (NP_848663.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q86UN2
Молекулярная масса белка	49 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом