

Поликлональное Антитело Кролика Против Rubicon Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q92622

Артикул: CM0024531



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого Rubicon (RUBCN) для применения в вестерн-блоттинге и ELISA. Нацелено на белок, регулирующий аутофагию и иммунитет, идеально подходит для изучения эндосомального трафика и механизмов защиты от патогенов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против Rubicon
Примечания/Альтернативные названия	SCAR15; RUBICON; KIAA0226; Rubicon
Вид	Человек
GeneID	9711
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого Rubicon (NP_055502.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q92622
Молекулярная масса белка	109 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом