

Поликлональное Антитело Кролика Против Rubicon Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q92622

Артикул: CM0015640



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий Rubicon (RUBCN), для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Детектирует Rubicon мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген, соответствующий аминокислотам 1-200. Подходит для исследований аутофагии, эндоцитоза и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против Rubicon
Примечания/Альтернативные названия	SCAR15; RUBICON; KIAA0226; Rubicon
Вид	Человек
GeneID (человек)	9711
GeneID	9711
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого Rubicon (NP_055502.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q92622
Молекулярная масса белка	109 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом