

Кроличыи Поликлональные Антитела К Ruffy1 Для Wb И Ифа - Q96T51

Артикул: CM0026681



введение

Кроличыи поликлональные антитела к человеческому RUFY1, подходящие для вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают RUFY1 мыши и крысы — ключевой регулятор сортировки эндосомального груза и его возврата в транс-Гольджиевскую сеть. Идеально подходит для исследований клеточного траффика.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RUFY1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	RABIP4; ZFYVE12; RUFY1
Вид	Человек
ID гена (человек)	80230
ID гена	80230
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 439–708 человеческого RUFY1 (NP_079434.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q96T51
Молекулярная масса белка	80 кДа
Доставка	С холодоэлементом