

Кроличья Поликлональная Антитела К Ruffy3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q7L099

Артикул: CM0015040

введение

Кроличья поликлональная антитела против RUFY3 (RIPX, SINGAR1, ZFYVE30) для методов Вестерн-блоттинга (WB) и иммуноферментного анализа (ИФА); подходит для работы с материалами человека, мыши и крысы; направлена против белка молекулярной массой 53 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RUFY3 кроличья pAb
Примечания/алиасы	RIPX; SINGAR1; ZFYVE30; RUFY3
Вид	Человек
ID гена (человек)	22902
ID гена	22902
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотным остаткам 1-65 человеческого RUFY3 (NP_055776.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q7L099
Молекулярная масса белка	53 кДа
Доставка	С охлаждающим элементом