

Поликлональные Антитела Против Runx1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q01196

Артикул: CM0013044



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против транскрипционного фактора RUNX1 человека, валидированные для WB и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для исследований гемопоэза, лейкемии и иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RUNX1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	AML1; CBFA2; EVI-1; AMLCR1; PEBP2aB; CBF2alpha; AML1-EVI-1; PEBP2alpha; RUNX1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	861
GeneID	861
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 150-250 человеческого RUNX1 (NP_001001890.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q01196
Молекулярный вес белка	49 кДа
Доставка	Сухой лед (ледяной пакет)