


Поликлональные Антитела Против Runx1T1 Для Вестерн-Блота, Ифа — Q06455

Артикул: CM0024060



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому RUNX1T1 (CBFA2T1/ETO/MTG8). Валидированы для Вестерн-блота и ИФА; перекрестно реагируют с крысиным антигеном. Подходят для исследований лейкоза и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RUNX1T1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	CDR; ETO; MTG8; AML1T1; ZMYND2; CBFA2T1; AML1-MTG8; RUNX1T1
Вид	Человек
GeneID (человек)	862
GeneID	862
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислот 250–403 человеческого RUNX1T1 (NP_783552.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q06455
Молекулярная масса белка	68 кДа
Доставка	Хладоэлемент