

Поликлональные Кроличьи Антитела К Runx3 Для Вб, Иф/Икк, Ифа — Q13761

Артикул: CM0028543



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого RUNX3 (AML2/CBFA3), валидированные для ВБ, ИФ/ИКК и ИФА. Перекрестно реагируют с мышинным белком. Идеально подходят для исследований регуляции транскрипции, рака и развития Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к RUNX3
Примечания/Альясы	AML2; CBFA3; REBP2aC; RUNX3
Вид	Человек
GeneID (человек)	864
GeneID	864
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 286-415 человеческого RUNX3 (NP_004341.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13761
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	Хладоэлемент