


Антитело Кролика Против Rusc1 (Поликлональное) Для Wb, If-P, Elisa - Q9Bvn2

Артикул: CM0024219



введение

Поликлональное антитело кролика против RUSC1, валидированное для WB, IF-P, ELISA. Взаимодействует с RUSC1 человека, мыши и крысы (вспомогательный субъединица комплекса AP-4, Nesca), участвует в везикулярном транспорте нейронов и дифференцировке.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RUSC1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	NESCA; RUSC1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23623
GeneID	23623
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-320 человеческого RUSC1 (NP_055143.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9BVN2
Молекулярный вес белка	96кДа
Доставка	Сумка со льдом