

Поликлональные Антитела Против Ruvbl1/Tip49A/Pontin Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y265

Артикул: CM0025968



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого RUVBL1/TIP49A/PONTIN (Q9Y265). Валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагируют с человеческими и мышиными образцами. Идеально подходят для исследований ремоделирования хроматина и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	RUVBL1/TIP49A/PONTIN кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	RVB1; TIH1; ECP54; TIP49; ECP-54; INO80H; NMP238; PONTIN; TIP49A; NMP 238; Pontin52; RUVBL1/TIP49A/PONTIN
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8607
GeneID	8607
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-240 человеческого RUVBL1/TIP49A/PONTIN (NP_003698.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y265
Молекулярный вес белка	50кДа
Доставка	Сумка со льдом