


Кроличье Моноклональное Антитело Против Ruvbl1/Tip49A/Pontin Для Wb, Ihc-P, Elisa, Chip — Q9Y265

Артикул: CM0004130



введение

Высококачественное рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против RUVBL1/TIP49A/PONTIN (Q9Y265). Валидировано для вестерн-блоттинга, IHC-P, ELISA и ChIP; перекрестно реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Подходит для исследования ремоделирования хроматина, репарации ДНК и онкогенного сигналинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RUVBL1/TIP49A/PONTIN кроличье mAb
Примечания/алиасы	RVB1; TIN1; ECP54; TIP49; ECP-54; INO80H; NMP238; PONTIN; TIP49A; NMP 238; Pontin52; RUVBL1/TIP49A/PONTIN
Вид	Человек
ID гена (человек)	8607
ID гена	8607
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 350-456 человеческого RUVBL1/TIP49A/PONTIN (Q9Y265)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y265
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	Сумка-холодильник