

Кроличье Моноклональное Антитело Против Rxrα Для Вестерн-Блоттинга, Ип, Иф/Ицх, Хип, Хип-Seq, Ифа - P19793

Артикул: CM0003365



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого RXRα (NR2B1), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, хроматин-иммунопреципитации, ChIP-seq и ИФА. Определяет эндогенные уровни RXRα (51 кДа) в образцах человека, мыши и крысы. Идеально для изучения сигналинга ретиноидных рецепторов, регуляции генов и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RXRα Кроличье мАТ
Примечания/Альтернативные названия	NR2B1; RXRalpha; RXR-alpha; RXRα
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6256
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого RXRα (P19793)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИП, ИФ/ИЦХ, ХИП, ChIP-seq, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P19793
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом