


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Rxrb Для Wb, Elisa — P28702

Артикул: CM0021587



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело против человеческого RXRB (RXR-бета, NR2B2), подходящее для вестерн-блоттинга и ELISA. Детектирует RXRB человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения передачи сигналов ретиноевой кислоты и транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RXRB Rabbit pAb
Примечания/синонимы	NR2B2; DAUDI6; RCoR-1; RXRbeta; H-2RIIBP; RXR-beta; RXRB
Вид	Человек
GenelD (человек)	6257
GenelD	6257
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P28702
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом