

Поликлональные Антитела Против Ryr1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа - P21817

Артикул: CM0020837



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого рианодинового рецептора 1 (RYR1). Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Перекрестная реакция с мышью. Подходят для исследований сокращения мышц, кальциевой сигнализации и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RYR1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CCO; KDS; MHS; RYR; MHS1; RYDR; SKRR; RYR-1; CMYP1A; CMYP1B; PPP1R137; RYR1
Вид	Человек
GeneID	6261
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 800-900 человеческого RYR1 (NP_000531.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P21817
Молекулярный вес белка	565 кДа
Доставка	С ледяным пакетом