


Кроличье Моноклональное Антитело Против Ryr2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q92736

Артикул: CM0005542



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на рианодиновый рецептор 2 (RYR2), валидировано для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для исследований кальциевой сигнализации в сердце и аритмий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к RYR2
Примечания/Альтернативные названия	RyR; ARVC2; ARVD2; RYR-2; VTSIP; VACRDS
Вид	Человек
ID гена	6262
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92736
Молекулярная масса белка	565 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом