

Моноклональное Антитело К S100A1 Для Вб, Игг-П, Ифа — P23297

Артикул: CM0006908



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому S100A1, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА. Обнаруживает S100A1 в образцах человека, мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген, кальцийсвязывающий белок с молекулярной массой 11 кДа, идеально подходит для исследований сердца и кальциевой сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	S100/S100A1 кроличье мАнт
Примечания/Синонимы	S100; S100A; S100-альфа; S100/S100A1
Вид	Человек
ID гена (человек)	6271
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого S100/S100A1
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P23297
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	Хладоэлемент