


Моноклональное Антитело Anti-S100A10 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P60903

Артикул: CM0003642



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому S100A10 (p11, легкая цепь калпактина I). Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментном анализе (ELISA). Необходимый инструмент для исследования димеризации ANXA2 и регуляции фосфорилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	S100A10 кроличье мкАт
Примечания/алиасы	42C; P11; p10; GP11; ANX2L; CAL1L; CLP11; Ca[1]; ANX2LG; S100A10
Вид	Человек
ID гена (человек)	6281
ID гена	6281
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-97 человеческого S100A10 (P60903).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P60903
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	Хладоэлемент