

Поликлональные Антитела Против S100A10 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (IHC-P), Иф (If/ICC), Ифа (Elisa) - P60903

Артикул: CM0018470



введение

Кроличьи поликлональные антитела против S100A10, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Обнаруживают человеческий, мышиный и крысиный S100A10. Подходят для изучения взаимодействия ANXA2 и регуляции фосфорилирования белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	S100A10 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	42C; P11; p10; GP11; ANX2L; CAL1L; CLP11; Ca[1]; ANX2LG; S100A10
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6281
GeneID	6281
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-97 человеческого S100A10 (NP_002957.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P60903
Молекулярный вес белка	11 кДа
Доставка	Сумка со льдом