

Моноклональное Антитело Против S100A11 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P31949

Артикул: CM0002486

введение

Рекомбинантное моноклональное антитело кролика к человеческому белку S100A11, подходящее для применения в Вестерн-блоттинге, иммуногистохимии, иммунофлуоресценции и ИФА. Разработано для исследований процессов дифференцировки и ороговения кератиноцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	S100A11 Кроличье мАт
Примечания/Альтернативные названия	MLN70; S100C; HEL-S-43; S100A11
Вид	Человек
GeneID (человек)	6282
GeneID	6282
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P31949
Молекулярная масса белка	12 кДа
Доставка	В пакете со льдом