


Поликлональное Антитело Против S100A11 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P31949

Артикул: CM0021443



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок S100A11 (кальгиззарин). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и иммуноферментного анализа (ELISA). Подходит для исследований дифференцировки и ороговения кератиноцитов. Надежный реагент для применения в IVD и научных исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к S100A11, кроличье
Примечания/Альтернативные названия	MLN70; S100C; HEL-S-43; S100A11
Вид	Человек
GeneID (человек)	6282
GeneID	6282
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-105 человеческого белка S100A11 (NP_005611.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P31949
Молекулярная масса белка	12 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом