


Кроличья Поликлональная Антитело Против S100A11 [Проверено На Ко] Для Вб, Иф/Икк, Ип, Ифа - P31949

Артикул: CM0025976



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против S100A11, валидированное для экспериментов с нокаутом (КО). Подходит для ВБ, ИФ/ИКК, ИП, ИФА с образцами человека. Нацелено на калгиззарин, участвующий в дифференцировке кератиноцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Проверено на КО] S100A11 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	MLN70; S100C; HEL-S-43; 11
Вид	Человек
GeneID	6282
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-105 человеческого S100A11 (NP_005611.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P31949
Молекулярная масса белка	12 кДа
Доставка	Айс-бокс