

Поликлональное Антитело Против S100A12 Для IHC-P, Elisa - P80511

Артикул: CM0017730



введение

Кроличье поликлональное антитело против S100A12 (EN-RAGE, кальгранулин-С), валидированное для IHC-P и ELISA на образцах человека. Идеально для изучения воспалительных процессов и сигналинга аларминов. Молекулярная масса 10 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	S100A12 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	p6; CAGC; CGRP; MRP6; CAAF1; MRP-6; ENRAGE; S100A12
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6283
ID гена	6283
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-92 человеческого S100A12 (NP_005612.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P80511
Молекулярная масса белка	10 кДа
Доставка	В пакете со льдом