


Поликлональное Антитело Против S100A12 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммунофлуоресценции На Парафиновых Срезах (If-P), Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах (Ihc-P), Elisa - P80511

Артикул: CM0030487



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого белка S100A12, валидированное для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Распознает S100A12, кальций-связывающий белок, участвующий в воспалении; идеально подходит для исследований в иммунологии и воспалительных заболеваниях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	S100A12 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	p6, CAGC, CGRP, MRP6, CAAF1, MRP-6, ENRAGE, S100A12
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6283
GeneID	6283
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-92 человеческого белка S100A12 (NP_005612.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P80511
Молекулярная масса белка	10 кДа
Доставка	В термосумке со льдом