

Кроличыи Мат К Anti-S100A12/Cgrp Для Wb, If/Icc, Elisa - P80511

Артикул: CM0005569



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого S100A12/CGRP, валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Подходит для исследований воспаления и иммунного ответа. Рекомбинантный иммуноген, 10 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	S100A12/CGRP Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	p6; CAGC; CGRP; MRP6; CAAF1; MRP-6; ENRAGE; S100A12/CGRP
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6283
ID гена	6283
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-92 человеческого S100A12/CGRP (NP_005612.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P80511
Молекулярный вес белка	10кДа
Доставка	Сумка со льдом