

Анти-S100A16 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q96Fq6

Артикул: CM0023350



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого S100A16, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Подходит для исследований адипогенеза, кальциевой сигнализации и поиска онкомаркеров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	S100A16 Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	AAG13; S100F; DT1P1A7; S100A16
Вид	Человек
ID гена (Человек)	140576
ID гена	140576
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96FQ6
Молекулярный вес белка	12кДа
Доставка	Сумка со льдом