


Антитело Кролика Против S100A3 (Поликлональное) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P33764

Артикул: CM0025029



введение

Поликлональное антитело кролика против S100A3, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирующее с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на S100A3, кальций/цинк-связывающий белок, участвующий в дифференцировке кутикулы волос. Идеально подходит для исследований биологии кожи и волос.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	S100A3 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	S100E; S100A3
Вид	Человек
GeneID	6274
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-101 человеческого S100A3 (NP_002951.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P33764
Молекулярный вес белка	12кДа
Доставка	Сумка со льдом