


Моноклональное Антитело Против S100A6 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P06703

Артикул: CM0008293



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на S100A6 человека (кальциктин), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA, с перекрёстной реактивностью с белками мыши и крысы, что позволяет проводить исследования кальциевой сигнализации и онкологических процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к S100A6
Примечания/синонимы	2A9; PRA; 5B10; CABP; CACY; S10A6; S100A6
Вид	Человек
GeneID	6277
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-90 S100A6 человека (P06703)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P06703
Молекулярная масса белка	10 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом