


Поликлональное Антитело Против S100A6 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икк, Ип, Ифа - P06703

Артикул: CM0024253



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого S100A6 (Кальциклина), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИП и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований кальциевой сигнализации и онкологии. Идеально для закупки сырья для ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	S100A6 Кроличье пАт
Примечания/Альтернативные названия	2A9; PRA; SB10; CABP; CACY; S10A6; S100A6
Вид	Человек
GeneID (человек)	6277
GeneID	6277
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-90 человеческого S100A6 (NP_055439.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИКК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P06703
Молекулярная масса белка	10 кДа
Доставка	В пакете со льдом