


## Кроличья Поликлональная Антитело К S100A6, Валидированное Методом Нокаута, Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Икк, Ифа - P06703

Артикул: CM0028378



### введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому S100A6, валидированное методом нокаута, подходит для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Белок участвует в кальциевом сигналинге, реорганизации цитоскелета и клеточной подвижности.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | [Валидировано KO] S100A6 кроличье поликлональное антитело                                                      |
| Примечания/Альтернативные названия | 2A9; PRA; 5B10; CABP; CACY; S10A6; A6                                                                          |
| Вид                                | Человек                                                                                                        |
| ID гена (человек)                  | 6277                                                                                                           |
| ID гена                            | 6277                                                                                                           |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-90 человеческого S100A6 (NP_055439.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                         |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                        |
| Применение                         | ВБ, ИФ/ИКК, ИФА                                                                                                |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                           |
| SWISS                              | P06703                                                                                                         |
| Молекулярная масса белка           | 10 кДа                                                                                                         |
| Доставка                           | Сумка-холодильник                                                                                              |