

Поликлональные Антитела Против S100A7/Псориазина Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P31151

Артикул: CM0022969



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого S100A7/Псориазина, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Рекомбинантный иммуноген (а.к. 2-101), обнаруживает белок 11 кДа. Идеально подходят для изучения псориазического эпидермиса и плоскоклеточного рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	S100A7/Псориазин кроличьи пАт
Примечания/Псевдоним	PSOR1; S100A7c; S100A7/Псориазин
Вид	Человек
ID гена	6278 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2-101 человеческого S100A7/Псориазина (NP_002954.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P31151
Молекулярный вес белка	11 кДа
Доставка	В ледяном пакете