

Кроличье Моноклональное Антитело Против S100A7/Псориазина Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P31151

Артикул: CM0006722



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого S100A7/Псориазина (SWISS: P31151). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Идеально для исследований псориаза и плоскоклеточной карциномы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против S100A7/Псориазина
Примечания/Альтернативные названия	PSOR1; S100A7c; S100A7/Псориазин
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6278
ID гена	6278
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P31151
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	В пакете со льдом