

Поликлональное Антитело Кролика Против S100A7/Псориазина Для Игх-П, Ифа - P31151

Артикул: CM0024150



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого S100A7/Псориазина — кальций-связывающего белка, экспрессия которого сильно повышена в псориатической эпидермисе. Валидировано для ИГХ-П и ИФА; перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Молекулярная масса ~11 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	S100A7/Псориазин кроличий поликлональный антитело
Примечания/Альтернативные названия	PSOR1; S100A7c; S100A7/Псориазин
Вид	Человек
ID гена (человек)	6278
ID гена	6278
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-101 человеческого S100A7/Псориазина (NP_002954.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31151
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	Холодильный пакет