


Поликлональные Антитела К S100A8 Для Вб, Иг-П, Ифа — P05109

Артикул: CM0017546



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому S100A8, подходящие для ВБ, ИФ/ИКК, ИГ-П и ИФА. Проявляют перекрестную реактивность с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований воспаления, иммунитета и онкологических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	S100A8 кроличьи пАт
Примечания/Алиасы	P8; MIF; NIF; CAGA; CFAG; CGLA; L1Ag; MRP8; CP-10; MA387; 60B8AG; S100-A8; S100A8
Вид	Человек
ID гена (человек)	6279
ID гена	6279
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-93 человеческого S100A8 (NP_002955.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФ-П, ИГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05109
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	Холодильный пакет