


Кроличье Моноклональное Антитело Против Anti-S100A8 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P05109

Артикул: CM0003026



введение

Кроличье моноклональное антитело S100A8 для WB, IHC-P, ELISA. Обнаруживает человеческий, мышинный и крысиный S100A8 (MRP8, Кальгранулин-A), ключевой медиатор воспаления. Идеально подходит для иммунологических исследований и исследований рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	S100A8 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	P8; MIF; NIF; CAGA; CFAG; CGLA; L1Ag; MRP8; CP-10; MA387; 60B8AG; S100-A8; S100A8
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6279
ID гена	6279
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-93 человеческого S100A8 (P05109).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05109
Молекулярный вес белка	11 кДа
Доставка	Сумка со льдом