


Поликлональное Антитело Кролика Anti-S100A8 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — P05109

Артикул: CM0019461



введение

Данное поликлональное антитело кролика к S100A8 распознаёт S100A8 (кальгранулин-A/MRP8) у человека, мыши и крысы. Подходит для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии и ELISA. Идеально подходит для изучения воспалительных процессов, иммунного ответа и онкологических биомаркеров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	S100A8 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	P8, MIF, NIF, CAGA, CFAG, CGLA, L1Ag, MRP8, CP-10, MA387, 60B8AG, S100-A8, S100A8
Вид	Человек
GeneID (человек)	6279
GeneID	6279
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-93 человеческого S100A8 (NP_002955.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P05109
Молекулярная масса белка	11 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом