

## Поликлональная Антитела Кролика К S100A8 Для Wb, IHC-P, Elisa — P27005

Артикул: CM0022011

### введение

Поликлональные антитела кролика к мышиному S100A8 (MRP8, кальгранулин A). Валидированы для Вестерн-блота, ИHC-P и ELISA. Обнаруживают мышинный и крысиный S100A8 — воспалительный медиатор с молекулярной массой 10 кДа.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                          |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Название продукта         | S100A8 Rabbit pAb                                 |
| Примечания/Алиасы         | p8; B8Ag; CFAG; Caga; MRP8; CP-10; 60B8Ag; S100A8 |
| Вид                       | Мышь                                              |
| ID гена (человек)         | 6279                                              |
| ID гена                   | 20201                                             |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок                              |
| Источник                  | Кролик                                            |
| Категория                 | Поликлональные антитела                           |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                  |
| Перекрестная реактивность | Мышь, Крыса                                       |
| SWISS                     | P27005                                            |
| Молекулярная масса белка  | 10 кДа                                            |
| Доставка                  | Хладоэлемент                                      |