


Кроличье Поликлональное Антитело Anti-S100A8 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции На Парафиновых Срезах, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Elisa - P05109 / P27005

Артикул: CM0009719



введение

Кроличье поликлональное антитело S100A8 — это моноклональное антитело, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции на парафиновых срезах, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ELISA на образцах человека и мыши. Оно нацелено на S100A8, кальций-связывающий белок, участвующий в регуляции воспалительных процессов и иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело S100A8®
Примечания/Альтернативные названия	P8; MIF; NIF; CAGA; CFAG; CGLA; L1Ag; MRP8; CP-10; MA387; 60B8AG; S100-A8; S100A8; B8Ag; CFag; Caga; 60B8Ag
Вид	Человек/Мышь
GeneID (Человек)	6279
GeneID	6279/20201
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-93 S100A8 человека/мыши (P05109/P27005).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ на парафиновых срезах, ИГХ на парафиновых срезах, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P05109/P27005
Молекулярная масса белка	10 кДа / 11 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом