


Поликлональное Кроличье Антитело Против S100A9 Для Wb, IHC-P, Elisa — P31725

Артикул: CM0018762



введение

Поликлональное кроличье антитело против S100A9 выявляет кальгранулин-B (MRP-14, p14) в образцах мыши и человека. Подходит для WB, IHC-P, ELISA. Мишень является ключевым регулятором воспаления и врождённого иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	S100a9 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	p14; Cagb; GAGB; L1Ag; BEE22; MRP14; 60B8Ag
Вид	Мышь
GeneID (человек)	6280
GeneID (мышь)	20202
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-113 мышиного S100a9 (NP_033140.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P31725
Молекулярная масса белка	13 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом