

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-S100A9 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф/Мцк (If/Icc), Ифа (Elisa) - P06702

Артикул: CM0030499



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого S100A9 (кальгранулин-B, MRP14), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований воспаления и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	S100A9 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MIF; NIF; P14; CAGB; CFAG; CGLB; L1AG; LIAG; MRP14; 60B8AG; MAC387; S100-A9; S100A9
Вид	Человек
GeneID (человек)	6280
GeneID	6280
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 20-114 человеческого S100A9 (NP_002956.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P06702
Молекулярный вес белка	13кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент