


Поликлональное Кроличье Антитело К S100B Для Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa — P04271

Артикул: CM0018089



введение

S100B Rabbit pAb — поликлональное антитело, полученное от кролика, направленное против белка S100B человека. Рекомендуется для WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA; перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Молекулярная масса белка составляет около 11 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	S100B Rabbit pAb
Примечания/синонимы	NEF; S100; S100-B; S100beta; S100B
Вид	Человек
GeneID (человек)	6285
GeneID	6285
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-92 человеческого S100B (NP_006263.1))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P04271
Молекулярная масса белка	11 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом