

Поликлональное Антитело Против S100P Для Вестерн-Блоттинга, Ип, Иф-П, Игх-П, Ифа - P25815

Артикул: CM0018422



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого S100P (MIG9), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, иммунофлуоресценции, иммуногистохимии и ИФА. Отлично подходит для исследований кальциевой сигнализации, биогенеза микроворсинок и протоковой аденокарциномы поджелудочной железы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	S100P Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	MIG9; S100P
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6286
GeneID	6286
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P25815
Молекулярная масса белка	10 кДа
Доставка	В пакете со льдом