


Кроличья Моноклональная Антитело К S100P Для Wb, If/Icc И Ифа - P25815

Артикул: CM0002054



введение

Кроличья моноклональная антитело, нацеленная на белок S100P человека, валидированная для Вестерн-блота, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Рекомбинантный иммуноген; детектирует S100P в исследованиях кальциевого сигналинга и онкологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	S100P Rabbit mAb
Примечания/Алиасы	MIG9; S100P
Вид	Человек
GeneID (человек)	6286
GeneID	6286
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-95 S100P человека (NP_005971.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P25815
Молекулярная масса белка	10 кДа
Доставка	Сумка-холодильник