

Кроличье Моноклональное Антитело К S100/S100A1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P23297

Артикул: CM0007012



введение

Это кроличье моноклональное антитело к S100/S100A1 валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Оно выявляет S100A1 человека, мыши и крысы — кальций-связывающий белок, играющий ключевую роль в регуляции кардиомиоцитов и поддержании гомеостаза Ca²⁺.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	S100/S100A1 Rabbit mAb
Примечания/синонимы	S100; S100A; S100-alpha; S100/S100A1
Вид	Человек
GeneID (человек)	6271
GeneID	6271
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-94 человеческого S100/S100A1. (NP_006262.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P23297
Молекулярная масса белка	11 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом